

# Sådan gør du

For det bedste resultat, læs hele instruktionen nøje igennem før du starter behandlingen.

## 1. Børst tænderne let uden tandpasta før hver behandling.

## 2. Påføringsmetode 1

Påfør med fingeren: Rens dine hænder, anvend en dråbe gel på spidsen af fingeren. Derefter påføres gelen dine tænder ved forsigtigt at gnide gelen med fingeren på de tænder, du ønsker at blege. Derefter placeres skinnen på rækken af tænder, som du har påført gelen. Du kan blege begge tandrækker samtidigt.



## Påføringsmetode 2

Påfør gel i tandskinnen: Påfør gel i en tynd stribe i tandskinnen fra den ene side til den anden. Sørg for at gelen dækker alle de tænder du ønsker at blege. Derefter placeres skinnen på rækken af tænder, du ønsker at blege. Du kan blege begge tandrækker samtidigt.



## 3. Lad det virke i 15 minutter.

## 4. Spyt ud og skyl med vand.

Børst derefter let uden tandpasta.

**5. Gentag behandlingen** en gang pr dag i 10 dage, eller til du er tilfreds med resultatet. Produktet må anvendes i op til 20 dage i en 3 måneders periode. Læg ikke et for tykt lag blegningsgel i tandskinnen, cirka 0,5 ml rækker pr behandling. Gelsprøjtet rækker da til 10

behandlinger.

## Sikkerhedsanvisninger

Ved unormalt indtag, kontakt alarmcentralen 112 og oplys pakkens indhold. Afbryd behandling ved irritation af tandkøddet. Anvend ikke produktet hvis du lider af irriteret eller betændt tandkød, har tandbøjle, har blødende tandkød, har blottede tandhalse eller hvis du er allergisk for nogle af de virksomme stoffer. Opbevar produkterne tørt og køligt.

## For det bedste resultat

Antal behandlinger som kræves inden det ønskede resultat er individuelt. Resultatet varierer afhængig af tændernes misfarvninger samt genetiske forudsætninger. Bemærk at kroner, plomber og andre tandarbejder ikke bliver bleget. Små hvide pletter kan ses på tænderne lige efter blegning. Det er normalt og pletterne forsvinder i løbet af 4-6 timer. Gentag behandlinger indtil det ønskede resultat er opnået. Vi anbefaler at hele behandlingen gennemføres.

## Opbevaring

- Når sprøjten er åbnet, er udløbsdatoen 1 år.
- Opbevares bedst i køleskab.

## Eventuelle bivirkninger

Ingen kendte bivirkninger er rapporteret.

## Flere produkter til dit hvide smil

For mere information om alle vore produkter til et hvidere smil og en friskere følelse, besøg [simplesmile.no](http://simplesmile.no) eller [simplesmile.dk](http://simplesmile.dk). Ved spørgsmål, kontakt Kundeservice via e-mail [info@simplesmile.se](mailto:info@simplesmile.se)

SimpleSmile®-produkterne er ikke testet på dyr.



Opbevares køligt

[simplesmile.dk](http://simplesmile.dk)  
[simplesmile.no](http://simplesmile.no)

da

# Toimi näin

Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi, lue koko käyttöohje huolellisesti ennen käsittelyn aloittamista.

## 1. Harjaa hampaat aina kevyesti ilman hammastahnaa ennen jokaista käsittelykertaa.

## 2. Annoteluvaihtoehto 1

Geelin annoteleminen sormellasi: Puhdista kätesi, annotele tippa geeliä sormenpäähän. Levitä tämän jälkeen geeliä varvoasti hieroen niihin hampaisiin jotka haluat valkaista. Aseta tämän jälkeen suukappale valkaistavan hammasrivin päälle. Kumpikin hammasrivi voidaan valkaista samalla kertaa.



## Annoteluvaihtoehto 2

Geelin annoteleminen suukappaleeseen: Annotele geeliä suukappaleen koko pituudelle. Varmista että olet annotellut geelin siten että se peittää kaikki valkaistavat hampaat. Aseta tämän jälkeen suukappale valkaistavan hammasrivin päälle. Kumpikin hammasrivi voidaan valkaista samalla kertaa.



## 3. Anna vaikuttaa 15 minuuttia.

## 4. Poista muotti, sylje valkaisuaine pois ja huuhtelee suu vedellä.

Harjaa hampaat kevyesti ilman hammastahnaa.

**5. Toista käsittely** kerran päivässä 10 päivän ajan, tai kunnes olet tyytyväinen tulokseen. Tuotetta voi käyttää maks. 20 päivää kolmen kuukauden aikana. Älä laita liian paksua kerrosta valkaisu geeliä hammasmuottiin, noin 0,5 ml per käsittely riittää. Geeliruisiskun sisältö riittää näin 10 käsittelykertaan.

## Varoitukset

Mahdollisten myrkytysoireiden ilmaantua ote yhteyttä Myrkytystietokeskukseen (puh 09 4711) tai hätäkeskukseen (puh 112) ja kerro pakkauksen tuoteselosteen sisältö. Keskeytä käsittely mikäli ikenet ärtyvät. Älä käytä tuotetta mikäli sinulla on tulehtuneet tai ärsyyntyneet ikenet, hammasraudat, verta vuotavat ikenet tai jos olet allerginen jollekin tuotteen vaikuttavalle aineelle. Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

## Omnistunut tulos

Tarvittavien käsittelyiden määrä on yksilöllistä ja tulos vaihtelee riippuen hampaiden värjäytymien määrästä ja perinnöllisistä tekijöistä. Huomioi, että hammaskuoret, paikat ja muut hammastyöt eivät valkaistu. Pieniä valkoisia läikkiä voi näkyä hampaissa heti valkaisun jälkeen. Tämä on normaalia ja läikät häviävät 4-6 tunnin kuluessa. Uusi käsittely, kunnes olet saavuttanut toivomasi tuloksen. Suosittelemme koko käsittelyn loppuun viemistä. Tarvittaessa voit tilata täydennyspakkauksen valkaisu geeliä. Parhaan ja pysyvän tuloksen saavuttamiseksi, harjaa hampaat päivittäin Beconfi™ Dent Multifunctional WhiteAmin™ hammastahnalla joka sisältää myös vitamiineja.

## Säilyttäminen

- Avattuaan ruiskun viimeinen käyttöpäivämäärä on 1 vuosi.
- Paras säilytetään jääkaapissa.

## Mahdolliset haittavaikutukset

Ei raportoituja haittavaikutuksia.

## Lisää tuotteita valkoisempaan hymyyn

Lisätietoja kaikista tuotteistamme valkoisempaan hymyyn ja raikkaampaan tunteeseen löydät internetistä: [simplesmile.fi](http://simplesmile.fi) Kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse: [info@simplesmile.se](mailto:info@simplesmile.se)

SimpleSmile®-tuotteita ei testata eläimillä.



Säilytä jääkaapissa

[simplesmile.fi](http://simplesmile.fi)

fi



# SIMPLESMILE®

Professional teeth  
whitening

Teeth Whitening X4

## EXPERT REFILL

INSTRUCTIONS

SÅ HÄR GÖR DU

SÅDAN GÖR DU

TOIMI NÄIN

# Instructions

For best results, read instructions carefully before use.

**Step 1. Brush your teeth** gently without toothpaste before each treatment.

## Step 2. Application

Application with your finger: Clean your hands, apply a drop of gel on the tip of the finger.

Then apply the gel on your teeth by gently rubbing the gel with your finger onto the teeth you wish to whiten. Then place the mouth tray on the row of teeth you want to whiten, both rows can be whitened at the same time.



## Alternative application

Application with finger: Wash your hands and place a drop of gel on to the tip of the finger. Apply by gently rubbing the gel with your finger onto the teeth you wish to whiten. Place the mouth tray on the row of teeth you have applied the gel to. Both top and bottom rows of teeth can be whitened at the same time.



**Step 3. Leave on your teeth for 15 minutes.**

**Step 4. Remove the tray** after 15 minutes. Rinse with water brush softly without toothpaste.

**Step 5. Repeat the treatment once a day** for 10 days or until you are satisfied with the results.

## Safety Instructions

If a large amount of gel is accidentally ingested, visit A&E immediately. If gel gets into your eyes, rinse with water immediately. Do not use if you suffer from irritated or inflamed gums, bleeding gums, oral infections, tooth decay, gum disease, if you are allergic to any of the ingredients or wear braces. You should allow your mouth and gums to heal before any teeth whitening treatment in order to refrain from irritating the wound / infection. If your oral infections persist you should visit the dentist. If irritation occurs, stop using the

## For the best Results

The number of treatments required for the desired results are different from person to person. Teeth are unique and will be whitened back to the natural white tooth shade of the individual. Repeat the treatment until desired results are achieved. We recommend that the treatment is completed. Results vary depending upon tooth discoloration and genetic conditions. Small white spots may appear on your teeth, don't be alarmed, this will soon disappear.

**Please Note:** fillings, veneers and other dental work will not be whitened as SimpleSmile® products are designed to whiten only the natural tooth enamel

## General Recommendations

- Avoid tea and coffee and coloured drinks for four hours after treatment.
- Teeth whitening is not recommended for persons under 18 years old.
- If you are pregnant or breastfeeding consult your doctor before starting treatment.
- Keep all teeth whitening products out of reach from children and animals.

## Storage

- Once opened, the expiry date of the syringe is 1 year.
- Best stored in refrigerator.
- Store the trays at room temperature and away from direct sunlight in order to retain the shape.

## Side Effects

There are currently no known side effects to SimpleSmile® teeth whitening and oral care products. SimpleSmile® products have been tried and tested and are produced in an FDA approved laboratory.

## More products for a white smile

For more information about SimpleSmile® products visit [www.simplesmile.co.uk](http://www.simplesmile.co.uk)

SimpleSmile® products are not tested on animals.



Refrigerate

en

# Så här gör du

**För bästa resultat,** läs hela instruktionen noga innan du startar behandlingen.

**1. Borsta tänderna** lätt utan tandkräm före varje behandling.

## 2. Alternativ 1

Rengör händerna noggrant. Pressa ut ca en droppe per tand direkt på fingret. Applicera sedan gelen genom att fördela på de tänder du vill bleka. Placera därefter munskenan på den tandrad som ska blekas. Båda tandraderna kan blekas samtidigt.



## Alternativ 2

Applicering direkt i munskena. Applicera en tunn sträng gel i munskenan, från kant till kant. Var noga med att fördela gelen så att hela tandradens yta blir täckt med gel. Placera därefter munskenan på den tandrad som ska blekas. Båda tandraderna kan blekas samtidigt.



**3. Låt verka i 15 minuter.**

**4. Spotta ut och skölj** med vatten. Borsta sedan lätt utan tandkräm.

**5. Upprepa behandlingen** en gång per dag i 10 dagar, eller tills du är nöjd med resultatet. Produkten kan användas upp till 20 dagar under en 3 månadersperiod.

## Varningsföreskrifter

Vid onormalt intag, kontakta giftcentralen 112 och ange förpackningens innehåll. Använd inte produkten om du lider av irriterat eller inflammerat tandkött, om du bär tandställning, har blödande tandkött eller om du är allergisk mot något av de verksamma ämnena. Förvara produkterna torrt och svalt.

## För ett lyckat resultat

Antal behandlingar som krävs innan önskat resultat uppnås är individuellt. Resultatet varierar beroende på tändernas missfärgning samt genetiska förutsättningar. Observera att skalfasader, lagningar och andra tandarbeten inte kommer att blekas. Små vita fläckar kan synas på tänderna direkt efter blekning. Det är normalt och fläckarna försvinner inom 4–6 timmar.

Upprepa behandlingen tills önskat resultat är uppnått. Vi rekommenderar att hela behandlingen slutförs. Vid behov finns tandblekningsgel som refill.

## Allmänna rekommendationer

- Undvik juice, te, kaffe och andra färgade drycker under fyra timmar efter behandling.
- Tandblekning rekommenderas ej för personer under 18 år.
- Om du är gravid eller ammar, rådgör med din läkare innan behandling.
- Förvara samtliga tandblekningsprodukter och tillbehör oåtkomligt för barn och djur.

## Förvaring

- Hållbarhet räknas efter att förpackningen brutits vilket är 1 år.
- Förvara produkten i kylskåp för bästa hållbarhet.
- Förvara munskena i rumstemperatur och borta från direkt solljus för att behålla formen.

## Eventuella biverkningar

Inga kända biverkningar är rapporterade. SimpleSmile®-produkter testas och produceras i ett FDA-godkänt laboratorium.

## Fler produkter för ett vitt leende

För mer information om SimpleSmile®-produkter, besök [www.simplesmile.se](http://www.simplesmile.se)

SimpleSmile®-produkter testas inte på djur.



Förvara i kylskåp

[simplesmile.se](http://simplesmile.se)

# SIMPLESMILE®

[www.simplesmile.com](http://www.simplesmile.com), se, dk, no, fi  
Made in Sweden